

Screening del Colon retto



**GUIDA
UTILE**

ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DEL TEST

IMPORTANTE

- ▶ Non è necessario seguire alcuna dieta particolare prima della raccolta delle feci
- ▶ **NON CONTAMINARE LE FECI CON ACQUA O URINE**
- ▶ **IL TEST NON DEVE ESSERE ESEGUITO IN PERIODO MESTRUALE**

COME FARE

Il kit è composto da un flaconcino (provetta) e da una busta di plastica.

- 1 Svitare il tappo dalla provetta facendo attenzione a non rovesciare il liquido contenuto.
- 2 Estrarre l'asticella e strisciarla sopra le feci più volte in orizzontale e verticale
- 3 Reinserire l'asticella nella provetta, riavvitare e agitare
- 4 Scrivere nome e cognome sull'etichetta della provetta
- 5 Inserire la provetta nell'apposita bustina e richiudere

ATTENZIONE

La provetta deve essere **ricsegnata possibilmente entro 24 ore dall'esecuzione** del test e comunque entro 2 giorni, nel frattempo deve essere **conservata in frigorifero** (non nel congelatore).